


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prkrip1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H875

Numero articolo: CM0021636



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio PRKRIP1 rileva PRKRIP1 umano, murino e di ratto, ed è validato per WB, IF/ICC ed ELISA. PRKRIP1 è un componente cruciale dello spliceosoma, necessario per lo splicing del pre-mRNA, rendendo questo anticorpo ideale per la ricerca sul processamento dell'RNA e sullo spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRKRIP1 pAb di coniglio
Note/Alias	C114; KRBOX3; PRKRIP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	79706
GeneID	79706
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-134 di PRKRIP1 umano (NP_078929.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9H875
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante