


Anticorpo Policlonale Anti-Profilin1 Per Wb E Elisa - P07737

Numero articolo: CM0014516



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Profilin1 umana (SWISS: P07737), validato per WB e ELISA. Reagisce incrociato con topo, ratto e scimmia. Profilin1 regola la dinamica dell'actina e la struttura del citoscheletro. Ideale per la ricerca sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Profilin1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ALS18; Profilin1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5216
Gene ID	5216
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 della Profilin1 umana (NP_005013.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	P07737
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio