

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Peptide Di Rilascio Della Progastrina Per Wb, Elisa - P07492

Numero articolo: CM0022497



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il peptide di rilascio della progastrina umano (GRP), peso molecolare previsto di 16 kDa, per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con il topo. Adatto per la ricerca sugli ormoni gastrointestinali e sulla trasmissione del prurito.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio contro il peptide di rilascio della progastrina
Note/alias	BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; peptide di rilascio della progastrina
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2922
GeneID	2922
Immunogeno	Proteina ricombinante del peptide di rilascio della progastrina umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P07492
Peso della proteina	16 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante