


Anticorpo Policlonale Anti-Psma2 Per Wb, Elisa - P25787

Numero articolo: CM0017979



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PSMA2 (subunità alfa di tipo 2 del proteasoma), validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. 26 kDa. Ideale per la ricerca sul proteasoma e sulla via ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-PSMA2
Note/Alias	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	5683
ID del gene	5683
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-234 della PSMA2 umana (NP_002778.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P25787
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante