


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Psma7 (Convalidato Kd) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14818

Numero articolo: CM0006566



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PSMA7 umano (Subunità alfa-7 del proteasoma), convalidato KD. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Ideale per la ricerca sul proteasoma e sulla degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PSMA7
Note/Alias	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; [Convalidato KD] PSMA7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5688
ID Gene	5688
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-248 di PSMA7 umano (NP_002783.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O14818
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio