

Anticorpo Policlonale Anti-Psmb2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P49721

Numero articolo: CM0030578



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PSMB2, una subunità del proteasoma 20S coinvolta nella degradazione proteica ubiquitina-dipendente. Convalidato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Essenziale per la ricerca sul proteasoma nel cancro, nella neurodegenerazione e nell'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMB2 Rabbit pAb
Note/Alias	HC7-I; PSMB2
Specie	Umana
ID Gene	5690
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-201 della PSMB2 umana (NP_002785.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49721
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio