


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Psmc5 Per Wb, Elisa - P62195

Numero articolo: CM0013120



introduzione

Anticorpo policlonale rivolto a PSMC5 umana (subunità regolatoria 8 del proteasoma 26S). Convalidato per WB e ELISA; reagisce a croce con il topo. Ideale per studiare la funzione del proteasoma, la degradazione proteica e le vie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	PSMC5 Rabbit pAb
Note/Alias	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5705
GeneID	5705
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 127-406 della PSMC5 umana (NP_002796.4).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P62195
Peso molecolare proteico	46kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio