

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Psmd4 Per Wb, If/Icc, Elisa - P55036

Numero articolo: CM0010555



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro PSMD4 (sottounità S5A/Rpn10 del proteasoma 26S), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina-proteasoma e per gli studi sulla disfunzione del proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PSMD4 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	AF, ASF, S5A, AF-1, MCB1, Rpn10, pUB-R5, PSMD4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5710
GeneID	5710
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-350 del PSMD4 umano (P55036).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P55036
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio