


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pthlh Per Wb, Elisa - P12272

Numero articolo: CM0021257



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PTH LH umana, validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per studiare la proteina correlata all'ormone paratiroideo nello sviluppo e nella biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PTH LH Rabbit pAb
Note/Alias	HHM; PLP; BDE2; PTHR; PTHRP; PTH LH
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5744
ID gene	5744
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-175 della PTH LH umana (NP_945315.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12272
Peso proteico	20 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio