


Anti-Ptk7 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13308

Numero articolo: CM0030150



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting PTK7/CCK4 umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	PTK7 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CCK4; CCK-4; PTK7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5754
GeneID	5754
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 811-1070 di PTK7 umano (NP_002812.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13308
Peso Proteico	118kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio