

Anticorpo Policlonale Anti-Ptp4A3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075365

Numero articolo: CM0022633



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a PTP4A3 umano (PRL-3), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Ideale per la ricerca sulle metastasi tumorali, la proliferazione cellulare e l'ipertrofia cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTP4A3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PRL3; PRL-3; PRL-R; PTP4A3
Specie	Umano
GeneID	11156
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-148 di PTP4A3 umano (NP_009010.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	075365
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio