


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ptprn2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92932

Numero articolo: CM0014462



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti PTNRN2 umano (IA-2beta, phogrin), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla secrezione e il diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PTPRN2 Rabbit pAb
Note / Alias	IAR; ICAAR; PTPRP; IA-2beta; R-PTP-N2; PTPRN2
Specie	Umana
GeneID	5799
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-242 della PTPRN2 umana (NP_570858.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92932
Peso proteico	111kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio