


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ptrf Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Nzi2

Numero articolo: CM0019007



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio PTRF (Cavin-1) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla formazione dei caveoli, biologia degli adipociti e malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTRF Rabbit pAb
Note/Alias	CGL4, PTRF, CAVIN, FKSG13, cavin-1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	284119
ID Gene	284119
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-280 di PTRF umano (NP_036364.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6NZI2
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio