

Anticorpo Monoclonale Anti-Recettore Purinergico P2Y6 Per Wb Ed Elisa - Q15077

Numero articolo: CM0012249

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il purinocettore P2Y6 umano (P2Y6, Q15077). Convalidato per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce un GPCR da 36 kDa che media la segnalazione del calcio indotta da UDP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-recettore purinergico P2Y6
Note/Alias	P2Y6; Recettore purinergico P2Y6
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5031
ID Gene	5031
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 229-328 del recettore purinergico P2Y6 umano (Q15077).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q15077
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio