

Anticorpo Policlonale Anti-Rab31 Per Wb, Elisa - Q13636

Numero articolo: CM0030431



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce RAB31 (Rab22B) umano per western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Validato con immunogeno ricombinante. Esplora il ruolo di questa GTPasi Rab nella funzione del Golgi e nell'endocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RAB31 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	Rab22B; RAB31
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	11031
ID Gene	11031
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-195 di RAB31 umano (NP_006859.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q13636
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio