

Anticorpo Monoclonale Anti-Rab5A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20339

Numero articolo: CM0007442



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro RAB5A umano, un regolatore chiave del traffico endosomiale. Validato per WB, IHC-P e ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul traffico endocitico e sulla fusione di membrane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RAB5A Rabbit mAb
Note/Alias	RAB5A; RAB5; proteina correlata a ras Rab-5A
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	5868
ID gene	5868
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 115-215 di RAB5A umano (NP_004153.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P20339
Peso proteico	22kDa/23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio