


Anticorpo Monoclonale Anti-Rab8A Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P61006

Numero articolo: CM0002670



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce RAB8A umano (MEL, RAB8). Validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA; reattivo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche sul traffico intracellulare, ciliogenesi e autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAB8A Rabbit mAb
Note/Alias	MEL; RAB8; RAB8A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4218
GeneID	4218
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-207 di RAB8A umano (P61006).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61006
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio