

Anticorpo Policlonale Anti-Rabl3 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5Hyi8

Numero articolo: CM0018719

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RABL3 umano (PNCA5), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Mira a una piccola GTPasi coinvolta nella segnalazione KRAS e nella ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RABL3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PNCA5; RABL3
Specie	Umano
Gene ID	285282
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-236 di RABL3 umano (NP_776186.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q5HYI8
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio