


Anticorpo Policlonale Contro La Gtpase-Activating Protein 1 Anti-Rac (Rgap1) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H0H5

Numero articolo: CM0027125



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la RGAP1 umana (Rac GTPase-activating protein 1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la RGAP1 di uomo, topo e ratto; peso molecolare previsto 71 kDa. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare e la citochinesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RGAP1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	29127
ID gene	29127
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 353-632 della RGAP1 umana (NP_001119576.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0H5
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio