

Anticorpo Monoclonale Anti-Rad23A Per Wb, If/Icc, Elisa - P54725

Numero articolo: CM0008889



introduzione

Rad23A mAb di coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce Rad23A umano e murino (HR23A). Materiale primo IVD di grado di ricerca per studi sulla riparazione del DNA, demetilazione dell'istone e degradazione del proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rad23A mAb di coniglio
Note/Alias	HR23A; HHR23A; Rad23A
Specie	Umano
Gene ID	5886
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 del Rad23A umano (P54725).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P54725
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio