

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rad23A Per Wb, Elisa - P54725

Numero articolo: CM0019618



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-Rad23A validato per applicazioni di Western blotting (WB) e ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo; l'immunogeno corrisponde alla proteina Rad23A umana a lunghezza intera. Adatto per studi sulla riparazione del DNA e sulla demetilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto        | Rad23A Rabbit pAb                                                                                                                        |
| Note/Alias               | HR23A; HHR23A; Rad23A                                                                                                                    |
| Specie                   | Umana                                                                                                                                    |
| GeneID (Umano)           | 5886                                                                                                                                     |
| GeneID                   | 5886                                                                                                                                     |
| Immunogeno               | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-363 della proteina Rad23A umana (NP_005044.1) |
| Sorgente                 | Coniglio                                                                                                                                 |
| Categoria                | Anticorpi Policlonali                                                                                                                    |
| Applicazione             | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reattività Incrociata    | Umana, Topo                                                                                                                              |
| SWISS                    | P54725                                                                                                                                   |
| Peso Molecolare Proteico | 40kDa                                                                                                                                    |
| Spedizione               | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                    |