


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rad50 Per Wb, Elisa - Q92878

Numero articolo: CM0008155



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che bersaglia RAD50 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con RAD50 di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rad50 Rabbit mAb
Note/Alias	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Specie	Umana
ID gene	10111
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 1200-1300 di Rad50 umano, Q92878)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q92878
Peso proteico	154 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio