


Anticorpo Policlonale Anti-Rad52 Per Wb, Elisa - P43351

Numero articolo: CM0027761



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RAD52 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Rileva RAD52 umano, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla riparazione del DNA e sulla ricombinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Rad52 Rabbit pAb
Note/Alias	RAD52; Rad52
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5893
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 125-418 di Rad52 umano (NP_602296.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43351
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio