

Anticorpo Policlonale Anti-Rapsn Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13702

Numero articolo: CM0028661

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RAPSN umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva i livelli endogeni di RAPSN in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla giunzione neuromuscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RAPSN Rabbit pAb
Note/Alias	FADS; CMS11; CMS4C; FADS2; RAPSYN; RNF205; RAPSN
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5913
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-353 di RAPSN umano (NP_116034.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13702
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio