


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rarg Per Wb, Elisa - P13631

Numero articolo: CM0030722



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-RARG di alta qualità convalidato per WB ed ELISA. Riconosce RARgamma umano, murino e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dell'acido retinoico, della regolazione genica e della biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RARG Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RARC; NR1B3; RARgamma; RARG
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5916
GeneID	5916
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 168-199 di RARG umano (NP_000957.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P13631
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio