


Anticorpo Monoclonale Anti-Rb Per Ihc-P Ed Elisa - P06400

Numero articolo: CM0004049



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la proteina del retinoblastoma umano (RB/pRb) convalidato per IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca sul cancro e sul ciclo cellulare, lo sviluppo di diagnostici e il rilevamento di bersagli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RB Rabbit mAb
Note/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5925
GeneID	5925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 701-928 di RB umano (NP_000312.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P06400
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio