


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rbap46/Rbbp7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16576

Numero articolo: CM0006609



introduzione

mAb di coniglio RbAp46/RBBP7 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina legante istoni RBBP7, una subunità dei complessi di rimodellamento della cromatina. Ideale per la ricerca epigenetica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb RbAp46/RBBP7 di coniglio
Annotazioni/Alias	RbAp46; RbAp46/RBBP7
Specie	Umana
ID genico (Umano)	5931
ID genico	5931
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di RbAp46/RBBP7 umano (NP_002884.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q16576
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio