


Anticorpo Policlonale Anti-Rbbp9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075884

Numero articolo: CM0028014



introduzione

RBBP9 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale diretto contro la serina idrolasi RBBP9, convalidato per WB, IHC-P e ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RBBP9 Rabbit pAb
Note/Alias	BOG; RBBP10; RBBP9
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	10741
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-186 di RBBP9 umana (NP_006597.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075884
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio