


Anticorpo Policlonale Anti-Rbm5 Per Wb, Elisa - P52756

Numero articolo: CM0014761



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'RBM5 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sullo splicing alternativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBM5 Rabbit pAb
Note/Alias	G15, H37, RMB5, LUCA15, LUCA-15, RBM5
Specie	Umano
GeneID (umano)	10181
GeneID	10181
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 dell'RBM5 umano (NP_005769.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52756
Peso Proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio