


Anticorpo Policlonale Anti-Rbm7 Per Wb, Elisa - Q9Y580

Numero articolo: CM0019655



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio contro la proteina 7 legante l'RNA umana (RBM7), validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata nel topo. Adatto allo studio della funzione del complesso NEXT e del metabolismo dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RBM7 Rabbit pAb
Note/alias	RBM7
Specie	Umana
GeneID (umano)	10179
GeneID	10179
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-266 di RBM7 umano (NP_057174.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9Y580
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante