

Anticorpo Policlonale Anti-Rbmy1F Per Wb E Elisa - Q15415

Numero articolo: CM0018849

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a RBMY1F umano (UniProt Q15415). Adatto per applicazioni di Western blot e ELISA, con reattività incrociata con il ratto. Essenziale per lo studio della spermatogenesi e dello splicing del pre-mRNA nei testicoli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RBMY1F Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	YRRM2; RBMY1F
Specie	Umano
GeneID (Umano)	159163
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-80 di RBMY1F umano (NP_689798.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Ratto
SWISS	Q15415
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio