


Anticorpo Policlonale Anti-Rbp7 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96R05

Numero articolo: CM0024327



introduzione

Anticorpo anti-RBP7 policlonale di coniglio per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce RBP7 (CRBP4/CRABP4) umano, di topo e di ratto. Proteina chiave per il trasporto intracellulare del retinolo. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei retinoidi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBP7 Rabbit pAb
Note/Alias	CRBP4; CRABP4; CRBP4V; RBP7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	116362
GeneID	116362
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-134 di RBP7 umano (NP_443192.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96R05
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio