

Anticorpo Monoclonale Anti-Rbpjk Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q06330

Numero articolo: CM0005467



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RBPJK (CBF-1, SUH) validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con RBPJK umano e murino (56 kDa). Strumento essenziale per lo studio della segnalazione Notch e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBPJK Rabbit mAb
Note/Alias	SUH; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUH; IGKJRB1; RBP-J kappa
Specie	Umano
GeneID (umano)	3516
GeneID	3516
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di RBPJK umano (Q06330).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q06330
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio