

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rcl1 Per Wb Ed Elisa - Q9Y2P8

Numero articolo: CM0025636



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla proteina umana RCL1 (proteina simile alla ciclastasi del fosfato 3'-terminale dell'RNA). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biogenesi ribosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RCL1 Rabbit pAb
Note/Alias	RNAC; RPCL1; RCL1
Specie	Umana
ID Gene	10171
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di RCL1 umana (NP_005763.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2P8
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio