

Anticorpo Policlonale Anti-Repin1 Per Wb, Elisa - Q9Bwe0

Numero articolo: CM0023589

introduzione

Anticorpo policlonale anti-REPIN1 da coniglio validato per Western blot e ELISA. Rileva REPIN1 umano e murino, una proteina legante il DNA di 64 kDa coinvolta nella regolazione del metabolismo lipidico e del ferro. Ideale per ricerche di biologia cellulare e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	REPIN1 Rabbit pAb
Note/Alias	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464; REPIN1
Specie	Umano
Gene ID	29803
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 376-567 della REPIN1 umana (NP_037532.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9BWE0
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio