


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rfc1 Per Wb, If/Icc E Elisa - P35251

Numero articolo: CM0021212



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-RFC1 convalidato per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Bersaglia la subunità 1 del fattore di replicazione C (128 kDa), essenziale per il caricamento di PCNA nella replicazione del DNA - P35251.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	RFC1 Rabbit pAb
Annotazioni/Nomi alternativi	A1; RFC; PO-GA; RECC1; CANVAS; MHCBB; RFC140; RFC1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5981
GeneID	5981
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 400-700 di RFC1 umano (NP_001191676.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35251
Peso proteico	128 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio