


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rfwd2/Cop1 Per Wb, Elisa - Q8Nhy2

Numero articolo: CM0017275



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro RFWD2/COP1 umano (ligasi E3 ubiquitina-proteica), validato per WB ed ELISA; mira agli amminoacidi 582-731. Adatto per la ricerca sull'ubiquitinazione e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RFWD2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200
Specie	Umano
GeneID	64326
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 582-731 di RFWD2 umano (NP_071902.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q8NHY2
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio