

Anticorpo Policlonale Anti-Rga1 (Gpa1) Per Wb, Elisa - Q0Dj33

Numero articolo: CM0022062

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su Oryza sativa RGA1 (GPA1), adatto per Western blot e ELISA. Validato nel riso, questo anticorpo aiuta a studiare la segnalazione della crescita vegetale e le vie delle gibberelline/brassinosteroidi. - Q0Dj33

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RGA1 Rabbit pAb
Note/Alias	D1; GA1; GPA1; RGA1; GP-alpha-1; OJ1005_D04.15
Specie	Oryza sativa
GeneID	4338448
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-230 di Oryza sativa RGA1 (Q0DJ33)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q0DJ33
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio