

Anticorpo Policlonale Anti-Rgs20 Di Coniglio Per Wb, Elisa - 076081

Numero articolo: CM0025850

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RGS20 prodotto contro RGS20 umano ricombinante (aa 1-241). Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Punta sul regolatore della segnalazione delle proteine G 20, una proteina attivatrice della GTPasi selettiva per Gz coinvolta nell'inibizione della trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RGS20 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	RGSZ1; ZGAP1; gz-GAP; g(z)GAP; RGS20
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8601
GeneID	8601
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-241 di RGS20 umano (NP_003693.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	076081
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio