

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rhobtb2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byz6

Numero articolo: CM0019933

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro RHOBTB2 umano (DBC2/p83). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi sulla proliferazione cellulare e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RHOBTB2 Rabbit pAb
Note/Alias	p83, DBC2, DEE64, EIEE64, RHOBTB2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	23221
GenelD	23221
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 320-480 di RHOBTB2 umano (NP_001153508.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYZ6
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio