

Anticorpo Policlonale Anti-Rhod Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00212

Numero articolo: CM0028433



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RHOD umano (Rhod), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Peso molecolare previsto 23 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RHOD Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Rho; ARHD; RHOM; RHOHP1; RHOD
Specie	Umano
GeneID (umano)	29984
GeneID	29984
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 101-200 di RHOD umano (NP_055393.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O00212
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio