

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rmnd5A Per Wb, Elisa - Q9H871

Numero articolo: CM0013733



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-umano RMND5A, componente principale del complesso ligasi E3 ubiquitina CTLH. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Supporta la ricerca sulla via dell'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RMND5A Rabbit pAb
Note/Alias	CTLH; GID2; RMD5; GID2A; p44CTLH; RMND5A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	64795
Gene ID	64795
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-270 dell'RMND5A umano (NP_073617.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H871
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio