

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rnf166 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96A37

Numero articolo: CM0017194

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per RNF166 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Targetizza la ligasi E3 dell'ubiquitina coinvolta nell'autofagia e nell'immunità innata. Adatto per applicazioni di ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RNF166 pAb di coniglio
Note/Alias	RNF166
Specie	Umano
GenID (umano)	115992
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-237 di RNF166 umano (NP_849163.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q96A37
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio