


Anticorpo Policlonale Anti-Rnh1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P13489

Numero articolo: CM0026172



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RNH1 (Inibitore della ribonucleasi, RAI). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RNH1 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	RAI; RNH; RNH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6050
GeneID	6050
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 202-461 di RNH1 umano (NP_002930.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13489
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio