

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rpe65 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16518

Numero articolo: CM0005333

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro RPE65, validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sul ciclo dei retinoidi e studi sulla vista.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPE65 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	6121
GenelD	6121
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 della RPE65 umana (Q16518).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q16518
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio