


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl18A Per Wb Ed Elisa - Q02543

Numero articolo: CM0023581



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina ribosomiale umana RPL18A (proteina ribosomiale 60S L18a/eL20), validato per Western blot ed ELISA. Rileva i livelli endogeni in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca in biologia ribosomiale e nel controllo della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	RPL18A Rabbit pAb
Note/Alias	L18A; eL20; RPL18A
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6142
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-176 della proteina umana RPL18A (NP_000971.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q02543
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio