

## Anticorpo Policlonale Anti-Rpl23A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62750

Numero articolo: CM0026133



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPL23A umano (proteina ribosomiale 60S L23a), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui ribosomi e studi sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Specifica                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | RPL23A Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias            | L23A; uL23; MDA20; RPL23A                                                                                                    |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| GenelD (Umano)        | 6147                                                                                                                         |
| GenelD                | 6147                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-156 di RPL23A umano (NP_000975.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS                 | P62750                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 18kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                            |