


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl37 Per Wb, Elisa - P61927

Numero articolo: CM0019248



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce specificamente la proteina ribosomiale 60S L37 (RPL37) umana, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sui ribosomi e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL37 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	L37; eL37; RPL37
Specie	Umano
ID Gene	6167
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-97 di RPL37 umano (NP_000988.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P61927
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio