


Anticorpo Monoclonale Anti-Rpl7A Per Wb, Elisa - P62424

Numero articolo: CM0002991



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia RPL7A (eL8, SURF3) umano, validato per WB e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sulle proteine ribosomiali nel citoplasma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPL7A Rabbit mAb
Note/Alias	L7A; eL8; TRUP; SURF3; polipeptide PLA-X; RPL7A
Specie	Umana
GeneID (Umano)	6130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 di RPL7A umano (P62424).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62424
Peso Proteico	30 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio