

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpl7A Per Wb, If/Icc, Elisa - P62424

Numero articolo: CM0016437



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RPL7A validato per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo e ratto. Target: proteina ribosomiale L7a della subunità 60S (eL8), componente essenziale della subunità ribosomiale maggiore, indispensabile per la sintesi proteica cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL7A pAb di coniglio
Note/Alias	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	6130
ID del gene	6130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-266 della RPL7A umana (NP_000963.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P62424
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante